

POKYNY A INFORMACE VÝROBCE

Název výrobku:

Rukavice LATEX (LAACT165)

Kód: 185007- 185009

Velikost: S - L



Značení: na krabičce je: výrobce, typ, lot a velikost rukavice, značka shody, popis rukavic, datum výroby a expirace

Balení: v krabičce po 100 ks

Návod na údržbu rukavic:

Rukavice jsou určeny pro jednorázové použití.

Výrobce:

Professional Latex Sdn Bhd
Lot 52, Jalan Logam 2,
Kamunting Raya Industrial,
34600 Kamunting,
Perak

EU přezkoušení typu provedl oznámený

subjekt: SGS United Kindom Limited,
Notified Body 0120, Unit 202B Worle Parkway,
Weston-super-Mare, BS22 6WA

EU prohlášení o shodě je k dispozici na
<http://pra-p-or.cz/informace-o-zbozi/dokumenty-eu-prohlasi>

Popis:

latexové jednorázové lékařské rukavice,
- nesterilní,
- nepudrované,
- texturované,
- AQL 1,5/2,5
- gramáž 6 g, délka 240 mm

Použití:

Tyto rukavice splňují požadavky dle nařízení EU 2016/425, a jsou v souladu s:

EN ISO 374-1:2016 (ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům)
EN 374-2:2014 (Stanovení odolnosti proti penetraci- typ B odolné K, P, T),
EN ISO 374-5:2016 (testování odolnosti vůči mikroorganismům), ISO 16440:2004
EN 1186-9:2002,
EN 1186-8:2002,
ISO 10993-10:2010(E), ISO 10993-5:2009(E)
- Biological Evaluation of Medical Devices

Jsou určeny jako ochrana proti chemikáliím, mikroorganismům (bakteriím, virům a houbám), vhodné pro nemocnice, laboratoře, farmaceutický průmysl, k čištění a dezinfekci apod.

Rukavice nejsou vhodné pro styk s velmi horkými předměty. Při požívání rukavic zvyšte pozornost při manipulaci s ostrými předměty.

Skladování, přeprava, likvidace:

Skladujte v původním balení při pokojové teplotě na suchém a větraném místě mimo přímé působení slunečního světla. Výrobce nenese odpovědnost za změny kvality způsobené špatným skladováním. Rukavice přepravujte v původním balení.

Použitě rukavice likvidujte v souladu se zákonem o odpadech- pokud nejsou znečištěny nebezpečnými látkami, vyhoďte do komunálního odpadu.

Upozornění !

Při sundávání rukavic zamezte dotyku s vnějším povrchem rukavice a poté si důkladně umyjte a vydezinfikujte ruce. Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou uživatele, mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí. V případě podráždění pokožky rukavice dále nepoužívejte. Je na zodpovědnosti každého uživatele aby posoudil, zda rukavice využívá za vhodných podmínek.