

# POKYNY A INFORMACE VÝROBCE

## Název výrobku:

## Rukavice NITRIL BLUE

**Kód:** 181007- 181010

**Velikost:** 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL)



**Značení:** na krabičce je: výrobce, typ, lot a velikost rukavice, značka shody, popis rukavic, datum výroby a expirace

## Balení:

v krabičce po 100 ks

## Návod na údržbu rukavic:

Rukavice jsou určeny pro jednorázové použití.

## Výrobce:

Professional Latex SDN.BHD., LOT 52,  
Jalan Logam 2, Kamunting Raya Industrial,  
34600 Kamunting, Perak, Malaysia

## EU přezkoušení typu provedl oznámený subjekt:

NQA Certification Ltd. located at Warwick House,  
Houghton Hall Park, Houghton Regis, Dunstable,  
LU5 5ZX, UK.

**EU prohlášení o shodě** je k dispozici na  
<http://pra-p-or.cz/informace-o-zbozi/dokumenty-eu-prohlaseni>

## Distributor do ČR a SR:



PRA-P-OR s.r.o., IČ: 26842017,  
Orlovská 343/148, 713 00 Ostrava  
[www.pra-p-or.cz](http://www.pra-p-or.cz), [objednavky@pra-p-or.cz](mailto:objednavky@pra-p-or.cz)  
+420 596 628 776, +420 725 890 513

## Popis:

jednorázové nitrilové rukavice, nesterilní,  
prémiová kvalita, 4,6 g, nepudrované,  
hladký povrch, barva modrá.

## Použití:

Tyto rukavice splňují požadavky dle nařízení EU 2016/425,  
a vyhovují normám:

EN ISO 374-1: 2016- typ B,  
EN ISO 374-5: 2016 (EN 374-2:2004, ISO 16440:2004)  
EN ISO 13485:2016, ISO 14971, ISO 10993-10,  
ISO 15223-1,  
EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4,  
ASTM D6319, ASTM D5151, ASTM D5712, ASTM D412,  
Nařízení EP a Rady (ES) 1935/2004.

Jsou určeny jako ochrana proti chemikáliím,  
mikroorganismům - bakteriím, virům a houbám),  
vhodné pro nemocnice, laboratoře, farmaceutický průmysl,  
k čištění a dezinfekci, styk s potravinami apod.

Rukavice nejsou vhodné pro styk s velmi horkými  
předměty. Při používání rukavic zvýšte pozornost při  
manipulaci s ostrými předměty.

## Skladování, přeprava, likvidace:

Skladujte v původním balení při pokojové teplotě  
na suchém a větraném místě mimo přímé působení  
slunečního světla. Výrobce nenese odpovědnost za  
změny kvality způsobené špatným skladováním.  
Rukavice přepravujte v původním balení.

Použité rukavice likvidujte v souladu se zákonem  
o odpadech- pokud nejsou znečištěny nebezpečnými  
látkami, vyhoďte do komunálního odpadu.

## Upozornění !

Při sundávání rukavic zamezte dotyku s vnějším povrchem  
rukavice a poté si důkladně umyjte a vydezinfikujte ruce.  
Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou uživatele,  
mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí.  
V případě podráždění pokožky rukavice dále nepoužívejte.  
Je na zodpovědnosti každého uživatele aby posoudil,  
zda rukavice využívá za vhodných podmínek.